

# PTX

PIEZO SCALER & AIRPOLISHER PERIODONTAL

## UMFANGREICHES, EXKLUSIVES ZUBEHÖR - gem. Abb.



### Technische Spezifikationen

- Netzspannung 100-240VAC 50 Hz
- Eingangsspannung 200VA
- Lufteingangsdruck 5,5 bar - 7,5 bar
- Wassertemperatur ≤45°C (selbstheizung)
- Pulverausgangsmenge 0-4g/min
- PTX Maße 320\*330\*120
- PTX Gewicht 3,5 Kg
- Garantie 2 Jahre auf Basis, Fusschalter, Handstücke

# PTX

PIEZO SCALER & AIRPOLISHER PERIODONTAL

CHF 2.990<sup>00</sup>

### PROPHYLAXE PULVER Für die PTX Airflow Behandlung



Natriumbicarbonat  
Natriumcarbonat  
Siliziumdioxid  
65µm/300g



Glyzin  
Siliziumdioxid  
65µm/200g



Glyzin  
Siliziumdioxid  
25µm/120g



Cart im Lieferumfang nicht enthalten



**Hinweis!** Das Gerät benötigt einen Druckluftanschluss von 5,5 bar. In vielen Fällen ist der Fremdgeräteanschluss an der Behandlungseinheit mit einem geringeren Druck ausgestattet. Daher kann es zu einem zusätzlichen, technischen Aufwand kommen. Schliessen Sie den im Lieferumfang vorhandenen Luftversorgungsschlauch mit einem geeigneten Reduzier- und Absperrventil (nicht im Lieferumfang des PTX enthalten an den pneumatischen Kreislauf Ihrer Zahnarztpraxis an. Danach schliessen Sie die Schnellkupplung an den Drucklufteinlass-Nippel auf der Rückseite des PTX an.